

Защитная фильтрующая одежда ЗФО для формирований ГО



Защитная фильтрующая одежда предназначена для защиты кожных покровов человека от бактериальных аэрозолей, радиоактивной пыли.

Она представляет собой комбинезон из плотной ткани с капюшоном и уплотнительными резинками на рукавах и штанинах. Окончания рукавов и штанин двойные для заправки в перчатки и высокую обувь. Работать в нем значительно комфортней, чем в костюмах из прорезиненной ткани, вследствие того, что он «дышит», т.е. происходит удаление из подкостюмного пространства нагретого и избыточно влажного воздуха.

ЗФО изготавливается из специальной ткани, имеющей высокие защитные свойства от разных типов пыли, аэрозолей.

Ткань защитной фильтрующей одежды выдерживает многократную обработку (дезактивацию, дезинфекцию) без ухудшения защитных свойств.

В отличие от прорезиненных тканей, ткань ЗФО не теряет защитных свойств в процессе длительного хранения, а также более устойчива к воздействию низких температур.

В комплекте с **респиратором Р-2** костюм идеально подходит для работ в условиях радиоактивного загрязнения и при эпидемиях. Кроме того, он значительно дешевле других защитных костюмов.

Выпускаются трех размеров:

1 размер: 48-50 , рост 170-176

2 размер: 52-54 , рост 176-182

3 размер: 56-58, рост 182-188

Масса ЗФО 1кг



Защитный костюм Л-1

Легкий защитный костюм Л-1 (новые, ткань УНКЛ-3)

Легкий защитный костюм Л-1 (новые, ткань Т-15)

Легкий защитный костюм Л-1 с хранения

Костюм Л-1 предназначен для защиты кожи, одежды и обуви от различного рода воздействий (отравляющие вещества, радиоактивная пыль, нефть, токсичные вещества и пр).

Костюм Л-1 защищает кожные покровы человека от воздействия кислот и щелочей. Используется в военной, химической промышленности, при проведении дегазационных, дезактивационных, дезинфекционных работ, на местности зараженной опасными веществами. А также при проведении гидротехнических работ от -36 до +45С.

Костюм Л-1 состоит из:

- куртка с капюшоном
- цельный комбинезон с чулками
- две пары перчаток
- сумка.

На рукавах куртки имеются манжеты, облегающие запястье. Капюшон фиксируется на шее лентой и пластмассовым шпеньком.

Низ куртки стянут эластичной лентой и снабжен паховым ремнем.

Брюки удерживаются с помощью двух лямок и пряжек из полуколец и фиксируются внизу хлястиками.

Костюм легкий защитный Л-1 выпускается трех ростов:

1 рост: 158-164 см., размер 48-50

2 рост: 170-176 см., размер 50-52

3 рост : 182-188 см., размер 52-54

Костюмы изготавливаются из прорезиненной ткани Т-15 (серая) либо УНКЛ (зеленая).

Гарантийный срок хранения 10 лет.

Вес костюма Л-1 примерно 3,2 кг.

Вы также можете купить костюм Л-1 4 роста!!!

Костюм Л-1 является средством защиты периодического ношения. При заражении ОВ, РП, БА костюм подвергают специальной обработке и используют многократно.

Для увеличения сроков работы в костюме Л-1, определяемых физической нагрузкой и метеоусловиями, необходимо:

- хранить костюм Л-1 в тени, избегая его предварительного нагревания;
- надевать непосредственно перед работой;
- при повышенной температуре использовать охлаждающие экраны, периодически смачиваемые водой;
- работать без лишних движений;
- надевать при температуре 150С и выше на нательное белье, от 0 до 10С поверх ОКЗК (ОКЗК-М, ОКЗК-Д), от 0 до минус 100С - поверх зимнего обмундирования, при температуре ниже минус 100С - поверх ватника, надетого на обмундирование.
- При снятии костюма Л-1 необходимо обращать особое внимание на то, чтобы открытыми участками тела не касаться его внешней (зараженной) стороны.

Общевойсковой защитный комплект ОЗК



Общевойсковой защитный комплект ОЗК

Общевойсковой защитный комплект ОЗК с хранения

Общевойсковой защитный комплект ОЗК предназначен для защиты кожных покровов и обмундирования при действиях в атмосфере зараженной отравляющими или аварийно-химически опасными веществами.

ОЗК предназначен для многократной защиты кожных покровов человека, обмундирования, снаряжения и индивидуального оружия от ОВ, БС, РП, и АХОВ.

В состав комплекта входят защитный плащ, чулки, перчатки. Защитный плащ с рукавами и капюшоном изготавливается пяти размеров: первый - рост человека до 165 см, второй - от 166 до 170 см, третий - от 171 до 175 см, четвертый - от 176 до 180 см, пятый - от 181 см и выше.

Защитные чулки имеют три размера: первый - для сапог размера 37-40, второй - 41-42, третий - 43 размера и выше.

Защитный костюм ОЗК состоит из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток. Защитный плащ изготавливается из специальной ткани. Плащ ОП-1 имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, шпеньки, тесемки и закрепки, позволяющие использовать общевойсковой защитный костюм ОЗК в виде накидки, комбинезона и надетым в рукава.

- Масса плаща химзащиты ОП-1 около 1,6 кг.
- Масса пары чулок (бахилы) - 0,8 - 1,2 кг.
- Масса пары перчаток - около 350 г.
- Гарантийный срок хранения общевойскового защитного комплекта ОЗК - 10 лет

Фильтрующая защитная одежда ФЗО-МП



Костюм фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП предназначен для выполнения регламентных и ремонтных работ, а также при ликвидации аварий, эвакуации пострадавших из опасной зоны.

Костюм обеспечивает защиту кожных покровов человека от воздействия паров высокотоксичных хими-ческих продуктов: гидразина и его производных, аминов, окислов азота. Обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами.

Костюм состоит из куртки с капюшоном и брюк. Костюм двухслойный: верхний слой изготовлен из хлопколавансановой ткани с кислотозащитной пропиткой; внутренний — из хлопчатобумажной ткани с химзащитной пропиткой. Оба слоя сшиты в швах.

В состав костюма входят белье из хлопчатобумажной ткани (рубашка и брюки) и перчатки.

Изделие эксплуатируется в сочетании с фильтрующим противогазом и защитной обувью.

Технические характеристики

Время защитного действия при концентрации паров 0,1 мг/л, ч., не менее	2,5
Время непрерывной работы в противогазе, ч., не менее:	
при температуре +26°C	4
при температуре +40°C	1
при периодическом использовании противогаза	6-8

Костюм противочумный "Кварц"



Назначение: для защиты органов дыхания и кожных покровов сотрудников лабораторий и учреждений, занятых изучением и лечением особо опасных инфекционных заболеваний, а также врачебного и санитарного состава противочумных служб.

Особенности и преимущества:

- комплект может быть использован в качестве защитной фильтрующей одежды (ЗФО) и в формированиях гражданской обороны (с учетом того, что вместо штатного ФСУ будет применена коробка ГП-5 или ГП-7к);
- комплект прост в обращении, надежен в эксплуатации, обеспечивает высокую защиту органов дыхания и кожных покровов, что подтверждено клиническими испытаниями.

Технические характеристики:

Степень защиты органов дыхания:

Коэффициент проницаемости микробного аэрозоля $K_{пр}=1?10$ -5%.

Степень защиты кожных покровов:

Коэффициент проницаемости микробного аэрозоля $K_{пр}=1?10$ -2%.

Выпускается двух типов - мужской и женский, размеры соответствуют размерам одежды.

В состав изделия входят:

- комбинезон из пылезащитной вискозно-полиэфирной ткани,
- шлем с панорамным стеклом,
- полумаска с переговорной мембраной и клапанной системой,
- фильтрующая коробка ФСУ-МБ,
- бахилы резиновые с голенищем из прорезиненной ткани,
- перчатки.

Костюм защитный "Корунд-2"



Костюм защитный «КОРУНД-2» значительно превосходит Л-1 по эксплуатационным характеристикам.

Ткань костюма «Корунд-2» имеет высокую механическую прочность и защитную способность. Она мягче чем такие ткани, как Т-15 , БЦК, НМФ, УНКЛ-3 и другие, что делает работу в костюме более удобной. Так как ткань нового костюма тоньше, вес его значительно меньше, чем Л-1.

Благодаря надёжному прилеганию obtюратора капюшона, можно снимать и надевать противогаз без разгерметизации подкостюмного пространства. Наличие двойного obtюратора рукавов позволяет переодевать перчатки без доступа наружного воздуха в подкостюмное пространство. Ножные хлястики имеют большой диапазон плавной (не дискретной как при использовании резиновых мембран и пластмассовых шпеньков) регулировки, что облегчает подгонку костюма по размеру и позволяет использовать его как с летней так и с зимней одеждой.

Костюм изготавливается в двух вариантах:

1. Противогаз надевается поверх obtюратора капюшона.
2. Капюшон без obtюратора надевается поверх противогаза (как у Л-1).

Костюм изготавливается трёх основных ростов (как Л-1), но по заказу может быть изготовлен других размеров. Комплектуется «КОРУНД-2» двумя парами перчаток и сумкой из влагостойкого материала.